Tamburlu Öğütücü 50 Litre

LT-A0999 | Yaş ve kuru mineral numunesi hazırlama

Bilyalı veya çubuklu çalışma • Dişli motor • Hızlı kapak erişimi



50 L

TAMBUR KAPASİTESİ

<20 µm*

TİPİK NİHAİ İNCELİK

* Uygun numune, öğütme elemanı ve çalışma koşullarında.

LT-A0999

Fotoğraflar ve Bileşenler

Öğütme tamburu, erişim kapısı, kumanda paneli ve kapak kilidi

LT-A0999, mineral ve cevher numunelerini 50 L tamburda öğütür. Dişli motor, çelik taşıyıcı şase üzerinde tamburu döndürür. Boyunduruk ve hızlı kilitleme sistemi, kapağın çıkarılmasını kolaylaştırır.

ÖĞÜTME TAMBURU

50 L tambur, uygun modülle bilyalı veya çubuklu çalışır.

ERİŞİM KAPISI

Açılır ön kapı, tambur ve kapak bölgesine erişim sağlar.



KUMANDA PANELİ

Dijital gösterge, çalıştırma, hız kontrol ve acil durdurma bulunur.

KAPAK KİLİDİ

Boyunduruk ve hızlı kilit, tambur kapağına erişimi kolaylaştırır.



Tambur kapağı, boyunduruk ve kilit




Dijital gösterge ve kumanda elemanları

LT-A0999

Bilyalı ve Çubuklu Öğütme Prensibi

İki öğütme düzeni • Yaş veya kuru çalışma • Numune ayırma


Bilyalı Öğütme



Uygun bilyalı öğütme modülü

Dönen tamburda bilyalar, numuneye tekrarlı darbe ve s rt nme uygular.

Çubuklu Öğütme



Uygun çubuklu öğütme modülü

Uzun öğütme elemanları, farklı temas yüzeyleri boyunca numuneyi küçültür.

Kuru Öğütme

Numune ve uygun öğütme elemanları, sıvı eklenmeden tamburda çalışır.

Yaş Öğütme

Numune, yönteme uygun sıvı ve öğütme elemanlarıyla birlikte işlenir.

Öğütme Sonrası Numune Toplama

Öğütme Tamburu → **Çıkış Hunisi** → **Ayırma Elekleri** → **Numune Toplayıcı**

Ayırma elekleri, öğütme elemanları ile işlenmiş numunenin ayrılmasına yardımcı olur.

LT-A0999

Teknik Veriler ve Numune Akışı

LT-A0999 • 50 L kapasite, çalışma düzeni ve elektrik beslemesi

Teknik Özellik	Değer
Ürün Kodu	LT-A0999
Tambur Kapasitesi	50 L
Çalışma Yöntemi	Yaş / kuru öğütme
Öğütme Düzeni	Uygun modülle bilyalı veya çubuklu
Tipik Nihai İncelik	<20 µm*
Tahrik Sistemi	Dişli motor
Taşıyıcı Şase	Çelik
Kapak Eri imi	Boyunduruk ve hızlı kilit mekanizması
Tambur Kapağı	Temizlik için kolayca çıkarılabilir
Numune Toplama Sistemi	Çıkış hunisi, ayırma elekleri, toplayıcı
Elektrik Beslemesi	220 V, 50 Hz

* Nihai incelik; numune özellikleri, süre, tambur doluluğu ve öğütme elemanlarına bağlıdır.

Kolay Eri im ve Temizlik

Hızlı açılan kilit, tambur kapağının çıkarılmasını kolaylaştırır. Numuneler arasında tambur ve öğütme elemanlarının temizlenmesi, çapraz bulaşmayı azaltır.

Numune Hazırlama Akışı

01
Düzeni Seç
Yaş/kuru yöntemi ve bilya/çubuk modülünü seç.

02
Tamburu Doldur
Numuneyi ve uygun öğütme elemanlarını yükle.

03
Kapat ve Öğüt
Kapağı kilitle; yönteme uygun koşullarla öğüt.

04
Ayır ve Topla
İşlem bitince numuneyi öğütme elemanlarından ayır.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/tamburlu-ogutucu-50-litre/